



mindray

healthcare within reach


MR-96A

Lector de
Microplaca

- Pantalla LCD a color, sensible al tacto de 7.8"
- Cubierta opaca para evitar luz externa
- Impresora térmica y opción a impresora externa
- Capacidad para almacenar más de 20.000 resultados
- Múltiples opciones para ajuste de curva
- Modos de agitación de velocidad y tiempo variables
- Sistema óptico bi-cromático totalmente automático
- Amplio reporte con información del paciente
- Lámpara de alta durabilidad
- Software de gestión de datos (opcional)

MR-96A

Lector de Microplaca



Data Management Software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Metodo de detección

Absorbancia

Microplacas aceptadas

96 y 48 pozos

Velocidad de Lectura

5 seg a una longitud de onda y 12 seg con 2 longitudes de onda

Rangos de Longitud de Onda

400~700nm

Sistema de Medición

Sistema óptico de 8 canales

Fuente de Luz

Lámpara de Halogeno-tunsteno

Rango de Lectura

0.001~3.500 Abs

Rango de Medición

0.001~2.500 Abs

Precisión Fotométrica

0~0.2 A 0.001 Abs

Precisión de Longitud de Onda

±2nm

Repetibilidad

< 1%

Estabilidad

< 0.005 Abs / 10 min

Linealidad

0~1.5 A < 1.0%

Filtros

405nm, 450nm, 492nm, 630nm

Puertos de Conexión

1 x RS232, 2 x USB

Agitación

Modos de agitación de velocidad y tiempo variables

Ingreso de Datos

Mediante Pantalla Táctil

Pantalla

LCD a color

Dimensiones

437mm x 332mm x174mm

Peso

8.5 Kg

REPRESENTANTE EN ARGENTINA

GEMATEC
equipamiento para medicina



Int. Avalos 3651 | (1605) | Munro
Buenos Aires, Rep. Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4512 5666
ventas@gematec.com.ar
www.gematec.com.ar

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 21888998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com
Website: www.mindray.com



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.
Specifications subject to changes without prior notice.
©2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,
Ltd. All rights reserved.
P/N:SPA-BC2800-210285x4-20110310