



## MW-12A

- Compatible con pozos de fondo plano, en U o en V.
- 2 modos de lavado con peines intercambiables para 8 y 12 pozos por tira.
- Detección automática de fondo y protección contra colisión.
- Tiempo de agitación y aspirado variable.
- Almacena hasta 100 protocolos de lavado definidos por el usuario.
- Función de barrido con aspiración.
- Programa automático de auto-diagnóstico incluido.
- Sistema automático de monitoreo de líquidos.
- Incluye cubierta protectora de aerosoles.

# MW-12A

## Especificaciones Técnicas

<b>Programas de lavado</b>	Hasta 100
<b>Ciclos de Lavado</b>	0 a 9
<b>Volumen de dispensado</b>	50 a 300 $\mu$ l
<b>Protección a colisión con fondo</b>	Automático
<b>Volumen residual por pozo</b>	< 2 $\mu$ l
<b>Tiempo de aspirado</b>	0 a 300 segundos
<b>Tiempo de agitación</b>	0 a 300 segundos
<b>Tipos de peine</b>	1 x 8, 1 x 12
<b>Juego de botellas estándar</b>	2 x 2L (Detergente), 1 x 2L (Desecho) 1 x 2L (Agua Destilada)
<b>Medio de ingreso</b>	Teclado de Membrana
<b>Fuente de poder</b>	100 - 240V ~, 50/60 Hz
<b>Temperatura</b>	5°C ~ 35°C
<b>Humedad</b>	15 ~ 85%
<b>Dimensiones</b>	400 mm (L)x330 mm (An)x145 mm (Al)
<b>Peso</b>	7.2 Kg



**MINDRAY™**

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China

Tel: +86 755 26582492, 26582888 Fax: +86 755 26582880

E-mail: [inf-market@mindray.com](mailto:inf-market@mindray.com) Website: [www.mindray.com](http://www.mindray.com)



DISTRIBUIDOR:

 Labymed S.A.