


BIOMÉRIEUX

# VIDAS® HIV DUO AG/AB

Ensayo automatizado de cuarta generación para el diagnóstico de VIH.



PARTE DE LA GAMA VIDAS PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS



VIDAS® - TRUSTED. ROBUST. UNIVERSAL.

PIONEERING DIAGNOSTICS

## ¿SABÍA USTED QUE?



> 39 MILLONES DE PERSONAS A NIVEL MUNDIAL VIVEN CON VIH<sup>1</sup>



630,000 PERSONAS MURIERON DE CAUSAS RELACIONADAS A VIH EN 2023<sup>1</sup>



TUBERCULOSIS ES LA CAUSA #1 DE MUERTE EN PERSONAS QUE VIVEN CON VIH<sup>2</sup>

No existe cura para la infección de VIH. Gracias a las prácticas de prevención, diagnóstico y las terapias antiretrovirales (TAR), la infección de VIH se ha convertido en una enfermedad crónica controlable <sup>(1)</sup>.

**El diagnóstico juega un rol central en la lucha contra las infecciones por VIH.**

El VIH sigue siendo un grave problema de salud pública, con transmisión continua en todos los países.

Para lograr el objetivo de acabar con el SIDA para 2030, y como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de la Salud ha fijado un objetivo específico para 2025<sup>(2)</sup>:

## OBJETIVO 2025 DE LA OMS<sup>1</sup>



**EL DIAGNÓSTICO ES CLAVE PARA APOYAR ESTA AMBICIÓN**

## VIDAS<sup>®</sup> HIV DUO AG/AB

### Ensayo avanzado de cuarta generación

VIDAS<sup>®</sup> HIV DUO AG/AB permite la detección combinada del anti-VIH-1 (grupos M y O) de las inmunoglobulinas totales anti-VIH-2, así como el antígeno p24 del VIH-1.



### DetECCIÓN OPTIMIZADA DE LA INFECCIÓN POR VIH

- ✓ Señales diferenciadas para antígeno y anticuerpos
- ✓ Diagnóstico de pacientes con infecciones agudas o crónicas por VIH
- ✓ Tamizaje de la población adulta en general, incluyendo mujeres embarazadas



### Resultados confiables

- ✓ Cumple con estándares IVDR
- ✓ Excelente desempeño:

**Sensibilidad: 100.00%** [intervalo de confianza 95%]

**Especificidad\*: 99.98%** [intervalo de confianza 95%] \*Especificidad calculada en población de donadores de sangre



### Mejora la eficiencia del laboratorio

- ✓ Una sola prueba para la detección de VIH (Ag, Ac)
- ✓ Calibración cada 56 días
- ✓ Resultados en menos de 90 minutos

## CONFÍE EN LA SOLUCIÓN VIDAS<sup>®</sup> PARA UN DIAGNÓSTICO OPTIMIZADO Y FIABLE DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Otras pruebas también disponibles en los equipos VIDAS<sup>®</sup>:


### Panel Hepatitis VIDAS<sup>®</sup>

Siete pruebas como solución completa para el diagnóstico y monitoreo de Hepatitis B & C.



### VIDAS<sup>®</sup> TB-IGRA

Solución completamente automatizada para la detección de tuberculosis latente





# VIDAS® HIV DUO AG/AB

PORQUE TIENE SENTIDO EN VIDAS®

**DISPONIBLE**

en sistemas  
VIDAS®



**24/7**

Pruebas  
individuales  
automatizadas



**100%**

automatizado  
y con  
mejor trazabilidad



**Todo incluido en el kit**

menor gasto  
controles y  
calibraciones



**VIDAS®**

**COFINABLE. ROBUSTO. UNIVERSAL.**

25,000 sistemas en uso en >160 países



VIDAS® HIV DUO AG/AB	
Código	HIV
Referencia	424480
Contenido del kit	60 pruebas
Tipo de muestra	Suero, plasma (lithium heparin o EDTA)
Volume de muestra	200 µl
Frecuencia calibración	56 días
Duración de la prueba	88 minutos
Vida de anaquel	12 meses

**REFERENCES**

- 1 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
- 2 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>

