



BIOMÉRIEUX

# MINIVIDAS®

Simplemente confiable



PIONEERING DIAGNOSTICS

# MINI VIDAS®

## Simplemente confiable



Con **MINI VIDAS®** su laboratorio puede realizar pruebas de manera simple y rápida, en una unidad autónoma que ahorra espacio. Su concepto fácil de usar Load & Go significa que sus equipos pueden procesar hasta 36 pruebas por hora. También ofrece una excelente fiabilidad, con un MBTF (1) de más de 1.100 días.

## Diseño mejorado para una mayor comodidad del usuario

### DISEÑO


- Agiliza su flujo de trabajo optimizando la carga de prueba
- Aumentar la facilidad de uso para la entrada de datos y la presentación de informes de los resultados de los pacientes
- Solución compacta con computadora e impresora integradas

### CONFIABLE

- Sistema robusto (MTBF<sup>(1)</sup>) > 1,100 días
- Concepto de unidad, reactivos listos para su uso.
- Identificación automatizada con código de barras
- Solo cargar y listo

### FLEXIBLE

- Dos secciones independientes de 6 pruebas
- Procesamiento de diferentes parámetros simultáneamente
- Kits para diferentes volúmenes de pruebas (30 o 60 pruebas)
- 100 parámetros disponibles <sup>(2)</sup>



	MINI VIDAS®
Peso	40 kg (88 lbs)
Voltaje	100-240 VAC
Consumo eléctrico	1.5-0.8 A
Frecuencia	50-60 Hz
Poder	150 Watts

Descubre la comunidad VIDAS y hazte miembro registrándote en [www.myvidas.com](http://www.myvidas.com)



\* SPR: Receptáculo de fase solida

(1) MTBF - Siglas en inglés ( Mean Time Between Failure) Tiempo medio entre fallos

(2) Lista de ensayos registrados en cada país