

MW-12A

Lavador de microplaca

- Compatible con placas de fondo plano, en U o en V.
- Dos modelos de lavado para placas de 8 y 12 hileras.
- Detección automática del fondo de la placa y protección contra colisiones.
- Tiempo de inmersión y agitación variable.
- Capacidad hasta para 100 protocolos definidos por el usuario.
- Función de barrido con aspiración.
- Cuenta con un Programa de diagnóstico automático.
- Sistema de monitoreo automático de líquidos.




MW-12A

Lavador de microplaca

Especificaciones Técnicas

Protocolos de lavado	Hasta 100
Ciclos de lavado	De 0 a 9
Volumen de dispensado	De 50 hasta 3000 µL
Protección contra colisión de fondo	Automático
Volumen residual por hilera	<2 µL
Tiempo de inmersión	De 0 a 300 segundos
Tiempo de agitación	De 0 a 300 segundos
Opciones múltiples	1x8, 1x12
Medidas de las botellas	2x2L (Detergente) 1x2L (Desechos) 1x2L (Agua destilada)
Fuente de alimentación de	CE 100-240V, 50/60 Hz
Temperatura	De 5 a 35 °C
Humedad	De 15 a 85 %
Dimensiones	400mm (Largo) x330mm (Ancho)x145mm (Alto)
Peso	7.2 Kg



DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: SPA-MW12A-210285x2-20110511

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com