

clarus **HISTOPLASMA GM** ENZYME IMMUNOASSAY



REF: HGM201
CE & FDA : Orina

BENEFICIOS

- Alta sensibilidad y especificidad
- Detección cualitativa del Galactomanano de *Histoplasma*
- Reduce en gran medida el costo de envíos a laboratorios de referencia (aproximadamente \$100/paciente)
- Reduce el tiempo de entrega de resultados y envíos de muestras
- No requiere pretratamiento



VENTAJA DE TIEMPO

HGM201

3 HORAS

Envíos a
laboratorios de
referencia

336 Horas (Tiempo de entrega de hasta 2 semanas)

TIEMPO PARA RESULTADOS
(Horas)

[La Histoplasmosis] es la micosis endémica más común en pacientes con VIH/SIDA y ocurre del 5 al 27% en las personas con inmunosupresión avanzada por VIH que viven en áreas endémicas de EE. UU

Chastain DB, Henao-Martínez AF, Franco-Paredes C. Opportunistic Invasive Mycoses in AIDS: Cryptococcosis, Histoplasmosis, Coccidioidomycosis, and Talaromycosis. Curr Infect Dis Rep (2017) 19: 36.

clarus
HISTOPLASMA GM
ENZYME IMMUNOASSAY



REF: HGM201
CE & FDA : Orina

Desempeño HGM201

Método cuantitativo de la curva
estándar vs Histoplasmosis probada
por cultivo y controles¹

Sensibilidad	Especificidad
98%	97%

Método de corte del calibrador
semicuantitativo vs Histoplasmosis
probada por cultivo y controles¹

Sensibilidad	Especificidad
95%	98%

1. Cáceres DH, Samayoa BE, Medina NG, et al. Multicenter Validation of Commercial Antigenuria Reagents To Diagnose Progressive Disseminated Histoplasmosis in People Living with HIV/AIDS in Two Latin American Countries. J Clin Microbiol. 2018;56(6):e01959-17.

REF	Descripción	Pruebas
HGM201	Histoplasma Galactomannan EIA	96

Procedimiento Simplificado Resultados en 2 horas y 15 minutos

