

# Invierta más tiempo en generar resultados

que en realizar operaciones de mantenimiento.

## Sistema de inmunodiagnóstico VITROS® ECiQ

El sistema de inmunodiagnóstico VITROS® ECiQ está diseñado para laboratorios que confían en el procesamiento continuo para la realización de pruebas de inmunoensayo rutinarias y especializadas. Gracias a las probadas tecnologías VITROS®, este sistema ofrece resultados de calidad gracias a la comprobación y documentación de cada paso del proceso. Esto significa que el laboratorio no solo gana en eficacia, sino que también consigue el más alto nivel de confianza en los resultados que se notifican a médicos y pacientes.

### Tecnologías MicroWell y Intellicheck® probadas

- + Garantía de resultados de alta calidad y verificación del procesamiento del sistema, notificación de resultados y trazabilidad
- + La detección a través de quimioluminiscencia mejorada y patentada ofrece una sensibilidad y una precisión excelentes en un amplio intervalo dinámico.

### Centro de gestión de reactivos

- + Los kits de reactivos normalizados pueden utilizarse en todas las plataformas VITROS®
- + Hasta 20 kits de reactivos integrados pueden cargarse en cualquier momento y almacenarse en el instrumento para permitir un funcionamiento continuo y de acceso aleatorio
- + Optimiza la mano de obra al reducir la intervención de los operarios

### Centro de comando del sistema

- + Mejora la eficiencia del personal y posibilita la facilidad de uso

### Gestión de suministros

- + Controla de forma automática el inventario para encontrar desechos líquidos y sólidos de reactivos de lavado universales

### Monitorización proactiva

- + Comunicación bidireccional altamente segura y en tiempo real entre su sistema y nuestros equipos de soporte
- + La resolución inmediata de problemas técnicos sin una visita de servicio maximiza el tiempo de actividad

### Módulo de productividad mejorada

- + Dobra el número de ensayos que se procesan y mejora el tiempo de actividad medio del sistema en un 13%<sup>1</sup>



Intellicheck®



MicroWell



<sup>1</sup>Datos internos archivados por Ortho Clinical Diagnostics

# Invierta más tiempo en generar resultados

## que en realizar operaciones de mantenimiento.

### Sistema de inmunodiagnóstico VITROS® ECiQ

#### Características principales

- + La dispensación de muestras con puntas de pipeta desechables verifica la aspiración y la dispensación de las muestras a la vez que elimina las preocupaciones del efecto de arrastre y la contaminación cruzada
- + Hasta 20 kits de reactivos integrados pueden cargarse en cualquier momento y almacenarse en el instrumento para permitir un funcionamiento continuo y de acceso aleatorio
- + La gestión de inventario automática supervisa y comprueba el inventario, la caducidad y la calibración
- + Los rotores universales de muestras acomodan los contenedores primarios, secundarios, de micro recolección y las copas de muestras sin adaptadores ni contenedores de extracción
- + Sin agua, desagües, tuberías ni conjuntos de mezcla
- + Una interfaz gráfica con código de colores, intuitiva y fácil de utilizar simplifica el entrenamiento en el equipo.
- + Con diseño ergonómico, pantalla plana táctil, plataforma de teclado y brazo de soporte
- + El módulo de productividad mejorada disponible duplica el número de ensayos que se procesan y mejora el tiempo de actividad medio de generación de resultados del sistema en un 13%<sup>1</sup>

Para obtener más información acerca del sistema de inmunodiagnóstico VITROS® ECiQ, comuníquese con su representante de Ortho Clinical Diagnostics o visite [www.orthoclinical.com](http://www.orthoclinical.com).

<sup>1</sup>Datos internos archivados por Ortho Clinical Diagnostics

\* No se ha aprobado para utilizarse en el mercado estadounidense o se ha retirado de dicho mercado.

# VIH y hepatitis desarrollados en colaboración con Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.

† PSA, CA 125 II, CA 15-3 y CA 19-9 son marcas comerciales de Fujirebio Diagnostics, Inc.

Consulte normativo local para disponibilidad de producto.

#### Cardiología

CK-MB  
Mioglobina  
NT-proBNP  
Troponina I ES

#### Tiroides

T4 libre  
T3 libre  
T4 total  
T3 total  
TSH de 3ª generación  
La fijación de T3

#### Metabólico

Cortisol (suero y orina)  
NTx  
PTH intacta  
25-OH Vitamina D

#### Endocrinología

Total B-hCG II  
Estradiol  
Progesterona  
Testosterona  
LH  
FSH  
Prolactina

#### Anemia

Ferritina  
B12  
Folato  
Folato intraeritrocitario

#### Oncología†

CEA  
AFP  
CA 125 II™  
CA 15-3™  
CA 19-9™  
PSA II Total  
PSA libre

#### Enfermedades infecciosas#

HBsAg confirmatorio  
HBsAg ES  
Anti-HBs  
Anti-VHC  
Anti-HBc  
Anti-HBc IgM  
HBeAg\*  
Anti-Hbe\*  
Anti-HAV Total  
Anti-HAV IgM  
Anti-VIH 1+2  
Toxoplasma IgG\*  
Toxoplasma IgM\*  
Rubéola IgG  
Rubéola IgM\*  
CMV IgG\*  
CMV IgM\*  
HIV Ag/Ab combo  
Sífilis\*

#### Prenatal

AFP\*

La disponibilidad del producto está sujeta a los requisitos normativos locales.